

# 提案力


PLANNING



医療機器をお届けする前に、

医療経営の視点から総合的なプロモーションをご提案します。

## PLANNING 統計データを基にした診療圏有訴者数調査のご提案



## PLANNING マネジメントに役立つ経営データをご提示

マーケティングの視点のみならず、ミナト医科学はマネジメントの視点からも各種のデータや経営プランをご提示いたします。当社は長い経験の中で蓄積した膨大な情報をデータベースとして管理しています。それらを駆使して、人件費やリース費用などの経費バランスはどうか、稼働率はどうか推移するか、収益はいつどのように上がるかなど、医療経営に役立つ具体的な情報を提示しながら、収益計画にいたるまでの踏み込んだ提案をさせていただきます。

## PLANNING スペースや機器のレイアウトを3Dでご提案



やさしさを、医療を科学する...

# MINATO



## 大阪 ショールームへのご案内図

電車でお越しの場合

- ・JR塚本駅より 徒歩 約5分
- ・阪急十三駅より 徒歩 約15分

車でお越しの場合

- ・阪神高速11号池田線 塚本出口より 約600m



ミナト医科学株式会社

# 大阪ショールーム

# のご案内

ショールームは予約制となっております。事前にご連絡ください。  
専用車両による訪問デモも行っております。お気軽にご用命ください。

〒532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目13番11号

TEL:06-6303-7161 FAX:06-6303-9762

# ショールーム案内

体験型デモンストレーションや医療機関への導入ソリューションまで  
トータルに提案できるショールームです。  
最新の機器をラインナップした当社ショールームを是非ご覧ください。



## ミナト医科学の最新製品を体験いただけます!

大好評のウォーターマッサージベッドをはじめ、次世代型牽引装置スーパートラック、最新の低周波治療器などの理学療法治療器を体験ください。

表記について  
改正業事法に関する表記については右のように表現しております。

特管 …… 特定保守管理医療機器

クラス分類 一般 …… 一般医療機器 高度 …… 高度医療機器

管理 …… 管理医療機器

## ショールーム展示品



ベッド型マッサージ器  
承認番号：229AABZX00048000

管理 特管

### ■アクアタイザー QZ-260

筋肉の柔軟性を向上させ、より効率的な治療を目指したメディカルモードを搭載。加えて、6つのノズルが強くやさしい刺激を生み出し、快適さを実現するマッサージマシンへと進化した。進化したリラクゼーションの実現と治療感がここにあります。



低周波治療器  
承認番号：224AIBZX00062000

管理 特管

### ■ポラリスカイン PO-3i

ワイドレンジの低周波治療器ポラリスカインが、軽量設計のスリムフィット導子の装備と、遠隔操作を実現するスタンドリモコン(オプション)のラインナップで、さらに使い易くなった登場。8チャンネルを効率的に稼働します。



WTS-01 レッグプレス 届出番号：27B2X00088000019  
WTS-02 レッグエクステンション 届出番号：27B2X00088000020  
WTS-03 ローイング 届出番号：27B2X00088000021  
WTS-04 アブダクション 届出番号：27B2X00088000022  
測定機能付自力運動訓練装置

一般 特管

### ■ウェルトニック Sシリーズ

高齢者の転倒事故を防ぎ、介護不要の自立した生活をサポートするために、身体機能の向上が求められています。「ウェルトニックシリーズ」は、そうした社会的要請に応じて設計・開発された高齢者のためのトレーニングマシン。CGT(包括的高齢者運動トレーニング)に必要とされる多様な機種をそろえています。



超音波治療器  
承認番号：224AABZX00053000

管理 特管

### ■ソニックタイザー SZ-100

超音波の機械的振動を生体に与え、その温熱作用とマイクロマッサージ作用による疼痛緩和や血流促進を目的とした超音波治療器です。通常、超音波治療では1MHzと3MHzの2種類の周波数を使用しますが、SZ-100は1台で両方の治療が可能です。



電動型自動牽引装置  
承認番号：226AABZX00076000

管理 特管

### ■トラックタイザー TC-C1

トラックタイザーTC-C1は、従来の頸椎牽引治療装置とは異なり、シートのチルト角度を制御することで最適な牽引ポジションを提供します。加えて、牽引ポジションの高い再現性が継続治療の効果を促します。



電動型自動牽引装置 ST-3  
承認番号：229AABZX00066000

管理 特管

### ■スーパートラック ST-3CL

1台で腰椎牽引も頸椎牽引も行える2wayタイプの自動間欠牽引装置「スーパートラックST-3CL」。ミナト医科学が培った頸椎牽引の技術をスーパートラックに統合。座ったままのリラックスした姿勢で、治療部位に適した牽引角度が設定できます。



マイクロ波治療器  
承認番号：225AABZX00081000

管理 特管

### ■マイクロタイザー MT-5D

マイクロタイザー MT-5の、自在に可動するフリーアームと、新発想の接触型アプリケーション。これにより、簡単操作であらゆる治療部位へ柔軟にフィットするとともに、不要放射の低減による優れたエネルギー効率を実現。新しい治療スタイルを提案します。



半導体レーザー治療器  
承認番号：223008ZX00158000

高度 特管

### ■ソフトレーザー MODEL JQ-W1

半導体レーザーの照射によって、筋肉や関節の痛みをやわらげるレーザー治療器。パワー密度が高い180mWの最高出力をピンポイントで照射し、素早く「痛み」の深部に浸透。腰痛、肩こり、関節炎やリウマチ、あるいはスポーツによる筋肉痛、腱鞘炎に効果を発揮します。優れた可搬性で、「いつでも、どこでも」半導体レーザー治療を提供します。