

やさしさを、医療を科学する...

**MINATO**

PLANNING 統計データを基にした診療圏有訴者数調査のご提案



PLANNING マネジメントに役立つ経営データをご提示

マーケティングの視点のみならず、ミナト医科学はマネジメントの視点からも各種のデータや経営プランをご提示いたします。当社は長い経験の中で蓄積した膨大な情報をデータベースとして管理しています。それらを駆使して、人件費やリース費用などの経費バランスはどうか、稼働率はどうか推移するか、収益はいつどのように上がるかなど、医療経営に役立つ具体的な情報を提示しながら、収益計画にいたるまでの踏み込んだ提案をさせていただきます。

PLANNING スペースや機器のレイアウトを3Dでご提案



# 提案力


PLANNING



医療機器をお届けする前に、

医療経営の視点から総合的なプロモーションをご提案します。

## 熊本ショールームへのご案内図



九州自動車道 益城熊本空港下り口より約2キロ

ミナト医科学株式会社

## 熊本ショールームのご案内

ショールームは予約制となっております。事前にご連絡ください。  
専用車両による訪問デモも行っております。お気軽にご用命ください。

〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯2丁目5-26

お問い合わせは・・・福岡営業所 TEL: 092-415-5353 FAX: 092-415-5378



# ショールーム案内

体験型デモンストレーションや医療機関への導入ソリューションまでトータルに提案できるショールームです。最新の機器をラインナップした当社ショールームを是非ご覧ください。



## ミナト医科学の最新製品をご体験いただけます！

大好評のウォーターマッサージベッドをはじめ、次世代型牽引装置スーパートラック、最新の低周波治療器などの理学療法治療器を体験ください。

表記について  
改正薬事法に関する表記については右のように表示しております。

特管 …… 特定保守管理医療機器

クラス分類 一般 …… 一般医療機器 高度 …… 高度医療機器  
管理 …… 管理医療機器

## ショールーム展示品



半導体レーザー治療器  
承認番号：22300BZX00158000

高度 特管

### ■ソフトレザー MODEL JQ-W1

半導体レーザーの照射によって、筋肉や関節の痛みをやわらげるレーザー治療器。パワー密度が高い180mWの最高出力をピンポイントで照射し、素早く「痛み」の深部に浸透。優れた可搬性で、「いつでも、どこでも」半導体レーザー治療を提供します。



電動型自動間欠牽引装置 ST-3  
承認番号：229AABZX00066000

管理 特管

### ■スーパートラック ST-3CL

1台で腰椎牽引も頸椎牽引も行える2wayタイプの自動間欠牽引装置「スーパートラック ST-3CL」。ミナト医科学が培った頸椎牽引の技術をスーパートラックに統合。座ったままのリラックスした姿勢で、治療部位に適した牽引角度が設定できます。



ベッド型マッサージ器  
承認番号：229AABZX00048000

管理 特管

### ■アクアタイザー QZ-260

筋肉の柔軟性を向上させ、より効率的な治療を目指したメディカルモードを搭載。加えて、6つのノズルが強くやさしい刺激を生み出し、快適さを実現するマッサージマシンへと進化しました。



低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器  
承認番号：231AABZX00011000

管理 特管

### ■カインタイザー KT-108+H

同時に複数部位の治療、または同時に多人数の治療に対応する8チャンネル仕様のモデルです。現場の回転率を高めたい施設さまをサポートします。

※高電圧治療が搭載されていない器種のご用意もご用意



超音波治療器  
承認番号：224AABZX00053000

管理 特管

### ■ソニックタイザー SZ-100

超音波の機械的振動を生体に加え、その温熱作用とマイクロマッサージ作用による疼痛緩和や血流促進、組織の修復等を目的とした超音波治療器です。通常、超音波治療では1MHzと3MHzの2種類の周波数を使用しますが、SZ-100は1台で両方の治療が可能です。



ウェルトニック WTS-01  
届出番号：27B2X00088000019

測定機能付自力運動訓練装置

### ■ウェルトニック WTSシリーズ

高齢者の転倒事故を防ぎ、介護不要の自立した生活をサポートするために、身体機能の向上が求められています。「ウェルトニックシリーズ」は、そうした社会的要請に応じて設計・開発された高齢者のためのトレーニングマシン。CGT(包括的高齢者運動トレーニング)に必要とされる多様な機種をそろえています。



低周波治療器  
承認番号：227AIBZX00003000

管理 特管

### ■ソリウス SOL-1

少ない電流で大きな筋収縮が得られ、高齢者や慢性心不全の患者様でも筋疲労をきたしにくい低周波治療が行えます。通電による痛みや不快感を低減しているため、長時間の治療が可能となりました。



電動型自動間欠牽引装置  
承認番号：226AABZX00076000

管理 特管

### ■トラックタイザー TC-C1

トラックタイザーTC-C1は、従来の頸椎牽引治療装置とは異なり、シートのチルト角度を制御することで最適な牽引ポジションを提供します。加えて、牽引ポジションの高い再現性が継続治療の効果を促します。