

やさしさを、医療を科学する...

MINATO

PLANNING 統計データを基にした診療圏有訴者数調査のご提案



PLANNING マネジメントに役立つ経営データをご提示

マーケティングの視点のみならず、ミナト医科学はマネジメントの視点からも各種のデータや経営プランをご提示いたします。当社は長い経験の中で蓄積した膨大な情報をデータベースとして管理しています。それらを駆使して、人件費やリース費用などの経費バランスはどうか、稼働率はどうか推移するか、収益はいつどのように上がるかなど、医療経営に役立つ具体的な情報を提示しながら、収益計画にいたるまでの踏み込んだ提案をさせていただきます。

PLANNING スペースや機器のレイアウトを3Dでご提案



提案力

PLANNING



医療機器をお届けする前に、

医療経営の視点から総合的なプロモーションをご提案します。




札幌営業所 ショールームへのご案内図

電車でお越しの場合

- 札幌市営地下鉄 東豊線
「東区役所前駅」より 徒歩 約16分

車でお越しの場合

- 札幌自動車道 (均一区間)
札幌北ICより 約2.8 km
- 札幌自動車道 (均一区間)
伏古ICより 約4 km



ミナト医科学株式会社

札幌営業所ショールーム のご案内



ショールームは予約制となっております。事前にご連絡ください。
専用車両による訪問デモも行っております。お気軽にご用命ください。

〒065-0020 北海道札幌市東区北20条東7丁目2番15号
TEL:011-750-3710 FAX:011-750-3711

ショールーム案内

ようこそ札幌営業所ショールームへ

体験型デモンストレーションや医療機関への導入ソリューションまで
トータルに提案できるショールームです。

最新の機器をラインナップした当社ショールームを是非ご覧ください。



ミナト医科学の最新製品を体験いただけます!

大好評のウォーターマッサージベッドをはじめ、次世代型牽引装置スーパートラック、最新の低周波治療器などの理学療法治療器を体験ください。

表記について
改正薬事法に関する表記については右のように表現しております。

特管 …… 特定保守管理医療機器

クラス分類 一般 …… 一般医療機器 高度 …… 高度医療機器
管理 …… 管理医療機器

ショールーム展示品



ベッド型マッサージ器
認証番号：229AABZX00048000

管理 特管

■アクアタイザー QZ-260

筋肉の柔軟性を向上させ、より効率的な治療を目指したメディカルモードを搭載。加えて、6つのノズルが強くやさしい刺激を生み出し、快適さを実現するマッサージマシンへと進化しました。進化したリラクゼーションの実現と治療感がここにあります。



家庭用エアマッサージ器
認証番号：225AHBZX00021000

管理

■ラクシア LX-H1

ブーツ内部の片側5つの気室を加圧・除圧することで脚部をマッサージ。4種類のマッサージモードで症状に合わせた治療を行います。必要な時、必要な場所へ自由に移動できる優れた搬送性は、新しい治療スタイルを提案します。



■シンクロウェイブ SD-100W

下肢からの刺激により、三次元的な脊柱の動きを誘発し、体幹のみならず上下肢関節周囲の筋緊張を連続的に軽減させます。



低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器
認証番号：231AABZX00011000

管理 特管

■カインタイザー KT-108+H

同時に複数部位の治療、または同時に多人数の治療に対応する8チャンネル仕様のモデルです。現場の回転率を高めたい施設さまをサポートします。

※高電圧治療が搭載されていない機種のご用意もございます



超音波治療器
認証番号：224AABZX00053000

管理 特管

■ソニックタイザー SZ-100

超音波の機械的振動を生体に加え、その温熱作用とマイクロマッサージ作用による疼痛緩和や血流促進を目的とした超音波治療器です。通常、超音波治療では1MHzと3MHzの2種類の周波数を使用しますが、SZ-100は1台で両方の治療が可能です。



半導体レーザー治療器
承認番号：223008ZX00158000

高度 特管

■ソフトレーザー MODEL JQ-W1

半導体レーザーの照射によって、筋肉や関節の痛みをやわらげるレーザー治療器。パワー密度が高い180mWの最高出力をピンポイントで照射し、素早く「痛み」の深部に浸透。腰痛、肩こり、関節炎やリウマチ、あるいはスポーツによる筋肉痛、腱鞘炎に効果を発揮します。優れた可搬性で、「いつでも、どこへでも」半導体レーザー治療を提供します。



測定機能付自力運動訓練装置
届出番号：27B2X00088000020

一般 特管

■レッグエクステンション WTS-02

高齢者の転倒事故を防ぎ、介護不要の自立した生活をサポートするために、身体機能の向上が求められています。そうした社会的要請に応じて設計・開発された高齢者のためのトレーニングマシン「ウェルトニックシリーズ」。レッグエクステンションは大腿四頭筋、特に内側広筋を強化します。運動することにより歩幅が広がり、膝が安定し、階段の上り下りもスムーズになります。



電動型自動間欠牽引装置 ST-3
認証番号：229AABZX00066000

管理 特管

■スーパートラック ST-3CL

1台で腰椎牽引も頸椎牽引も行える2wayタイプの自動間欠牽引装置「スーパートラック ST-3CL」。ミナト医科学が培った頸椎牽引の技術をスーパートラックに統合。座ったままのリラックスした姿勢で、治療部位に適した牽引角度が設定できます。