

提案力

PLANNING



医療機器をお届けする前に、

医療経営の視点から総合的なプロモーションをご提案します。

PLANNING 統計データを基にした診療圏有訴者数調査のご提案



PLANNING マネジメントに役立つ経営データをご提示

マーケティングの視点のみならず、ミナト医科学はマネジメントの視点からも各種のデータや経営プランをご提示いたします。当社は長い経験の中で蓄積した膨大な情報をデータベースとして管理しています。それらを駆使して、人件費やリース費用などの経費バランスはどうか、稼働率はどうか推移するか、収益はいつどのように上がるかなど、医療経営に役立つ具体的な情報を提示しながら、収益計画にいたるまでの踏み込んだ提案をさせていただきます。

PLANNING スペースや機器のレイアウトを3Dでご提案



盛岡出張所 ショールームへのご案内図

東北自動車道 盛岡南 IC より 5分
※東北名鉄運輸株式会社 様 向かい

ショールームは予約制となっております。事前にご連絡ください。専用車両による訪問デモも行っております。お気軽にご用命ください。



やさしさを、医療を科学する...

MINATO



青子谷地蔵原付近から望む岩手山 ©Js56hdvniu November 2011



営業エリア
(青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県)

ミナト医科学株式会社 盛岡ショールームのご案内

〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目4番8号

お問い合わせは TEL:022-245-7161 FAX:022-245-7165
... 仙台営業所

ショールーム案内

体験型デモンストレーションや医療機関への導入ソリューションまでトータルに提案できるショールームです。最新の機器をラインナップした当社ショールームを是非ご覧ください。

おでんせ盛岡ショールームへ



大好評のウォーターマッサージベッドをはじめ、次世代型牽引装置スーパートラック、最新の低周波治療器などの理学療法治療器を体験ください。

ミナト医科学の最新製品をご体験いただけます！

ショールーム展示品

表記について
改正業事法に関する表記については右のように表現しております。

特管 …… 特定保守管理医療機器

クラス分類 一般 …… 一般医療機器 高度 …… 高度医療機器
管理 …… 管理医療機器



■トラックタイザー TC-C1

トラックタイザーTC-C1は、従来の頸椎牽引治療装置とは異なり、シートのチルト角度を制御することで最適な牽引ポジションを提供します。加えて、牽引ポジションの高い再現性が継続治療の効果を促します。



■スーパートラック ST-3CL

1台で腰椎牽引も頸椎牽引も行える2wayタイプの自動間欠牽引装置「スーパートラック ST-3CL」。ミナト医科学が培った頸椎牽引の技術をスーパートラックに統合。座ったままのリラックスした姿勢で、治療部位に適した牽引角度が設定できます。



■アクアタイザー QZ-260

筋肉の柔軟性を向上させ、より効率的な治療を目指したメディカルモードを搭載。加えて、6つのノズルが強くやさしい刺激を生み出し、快適さを実現するマッサージマシンへと進化しました。



■カインタイザー KT-108+H

同時に複数部位の治療、または同時に多人数の治療に対応する8チャンネル仕様のモデルです。現場の回転率を高めたい施設さまをサポートします。
※高電圧治療が搭載されていない器種のご用意もご用意



■エスカレスト ER-F1

ESCA-RESTER-F1は検出電極を背もたれに設置。人体電位が常にフィードバックされることで、いつでも、どんなときでも周辺環境に左右されない電位治療が実現しました。



■ソフトレーザー MODEL JQ-W1

半導体レーザーの照射によって、筋肉や関節の痛みをやわらげるレーザー治療器。パワー密度が高い180mWの最高出力をピンポイントで照射し、素早く「痛み」の深部に浸透。優れた可搬性で、「いつでも、どこへでも」半導体レーザー治療を提供します。



■ソリウス SOL-1

少ない電流で大きな筋収縮が得られ、高齢者や慢性心不全の患者様でも筋疲労をきたしにくい低周波治療が行えます。通電による痛みや不快感を低減しているため、長時間の治療が可能となりました。



■ラクシア LX-H1

ブーツ内部の片側5つの気室を加圧・除圧することで脚部をマッサージ。4種類のマッサージモードで症状に合わせた治療を行います。必要な時、必要な場所へ自由に移動できる優れた搬送性は、新しい治療スタイルを提案します。



■ウェルニックス WTSシリーズ

高齢者の転倒事故を防ぎ、介護不要の自立した生活をサポートするために、身体機能の向上が求められています。「ウェルニックスシリーズ」は、そうした社会的要請に応じて設計・開発された高齢者のためのトレーニングマシン。CGT（包括的高齢者運動トレーニング）に必要なとされる多様な機種をそろえています。



■SDシリーズ

SDシリーズは、体力の低い方でも正しい脊柱弯曲運動を簡単かつ安全に引き出す事が出来ます。これによって脊柱の柔軟性を取り戻し、疼痛の緩和と筋出力の抑制を正常化させます。