

# 提案力

PLANNING



医療機器をお届けする前に、  
医療経営の視点から総合的なプロモーションをご提案します。

## PLANNING 統計データを基にした診療圏有訴者数調査のご提案



## PLANNING マネジメントに役立つ経営データをご提示

マーケティングの視点のみならず、ミナト医科学はマネジメントの視点からも各種のデータや経営プランをご提示いたします。当社は長い経験の中で蓄積した膨大な情報をデータベースとして管理しています。それらを駆使して、人件費やリース費用などの経費バランスはどうか、稼働率はどうか推移するか、収益はいつどのように上がるかなど、医療経営に役立つ具体的な情報を提示しながら、収益計画にいたるまでの踏み込んだ提案をさせていただきます。

## PLANNING スペースや機器のレイアウトを3Dでご提案



## 名古屋営業所 ショールームへのご案内図

電車でお越しの場合  
・地下鉄東山線 上社駅より 徒歩 約10分

車でお越しの場合  
・東名高速道路 名古屋ICより 約1.5km  
・名古屋第二環状自動車道  
上社南より 約1.3km / 上社より 約1.4km



ショールームは予約制となっております。事前にご連絡ください。  
専用車両による訪問デモも行っております。お気軽にご用命ください。

〒465-0058 愛知県名古屋市名東区貴船1丁目115番地  
TEL: 052-709-3710 FAX: 052-709-3730

やさしさを、医療を科学する...  
**MINATO**



営業エリア (岐阜県・愛知県・三重県)

ミナト医科学株式会社  
名古屋営業所ショールーム  
のご案内

## ショールーム案内

体験型デモンストレーションや医療機関への導入ソリューションまでトータルに提案できるショールームです。  
最新の機器をラインナップした当社ショールームを是非ご覧ください。



## 確かな実績があります！



ウォーターマッサージベッドをはじめ、椅子型牽引装置スーパートラック、最新の低周波治療器などの理学療法治療器を体験ください。

## ショールーム展示品

### ミナト医科学の製品を体験いただけます！

表記について 改正薬事法に関する表記については右のように表現しております。 **特管** …… 特定保守管理医療機器

クラス分類 **一般** …… 一般医療機器  
**管理** …… 管理医療機器



#### ■レッグエクステンション WTS-02

高齢になると、膝関節の可動域が狭くなる場合があります。運動することで歩幅が広がり、膝が安定し、階段の上り下りもスムーズになります。  
●筋力測定の結果をWBIで表示することができます。

一般 特管



#### ■ソフトレーザー MODEL JQ-W1

半導体レーザーの照射によって、筋肉や関節の痛みをやわらげるレーザー治療器。パワー密度が高い180mWの最高出力をピンポイントで照射し、素早く「痛み」の深部に浸透。優れた可搬性で、「いつでも、どこでも」半導体レーザー治療を提供します。

高度 特管



#### ■アクアタイザー QZ-260

筋肉の柔軟性を向上させ、より効率的な治療を目指したメディカルモードを搭載。加えて、6つのノズルが強くやさしい刺激を生み出し、快適さを実現するマッサージマシンへと進化しました。

管理 特管



#### ■カインタイザー KT-108+H

同時に複数部位の治療、または同時に多人数の治療に対応する8チャンネル仕様のモデルです。現場の回転率を高めたい施設さまをサポートします。

※高電圧治療が搭載されていない機種のご用意もございます

管理 特管



#### ■ソリウス SOL-1

名古屋大学との共同研究により開発した電気刺激方式は、少ない電流で大きな筋収縮が得られ、高齢者や慢性心不全の患者様でも筋疲労をきたしにくい低周波治療が行えます。通電による痛みや不快感を低減しているため、長時間の治療が可能となりました。

管理 特管



#### ■シンクロウェーブ SD-100W

下肢からの刺激により、三次元的な脊柱の動きを誘発し、体幹のみならず上下肢関節周囲の筋緊張を連鎖的に軽減させます。



#### ■トラックタイザー TC-C1

トラックタイザーTC-C1は、従来の頸椎牽引治療装置とは異なり、シートのチルト角度を制御することで最適な牽引ポジションを提供します。加えて、牽引ポジションの高い再現性が継続治療の効果を促します。

管理 特管



#### ■ラクシア LX-H1

ブーツ内部の片側5つの気室を加圧・除圧することで脚部をマッサージ。4種類のマッサージモードで症状に合わせた治療を行います。必要な時、必要な場所へ自由に移動できる優れた搬送性は、新しい治療スタイルを提案します。

管理

低周波治療器  
認証番号：227AIBZX0003000

超音波治療器  
認証番号：224AABZX00053000

管理 特管

電動型自動牽引装置 ST-3  
認証番号：229AABZX00066000

管理 特管

ベッド型マッサージ器  
認証番号：229AABZX00048000

低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器  
認証番号：231AABZX00011000

電動型自動牽引装置  
認証番号：226AABZX00078000

家庭用エアマッサージ器  
認証番号：225AABZX00021000