

やさしさを、医療を科学する...

MINATO

提案力

PLANNING



PLANNING 統計データを基にした診療圏有訴者数調査のご提案



PLANNING マネジメントに役立つ経営データをご提示


マーケティングの視点のみならず、ミナト医科学はマネジメントの視点からも各種のデータや経営プランをご提示いたします。当社は長い経験の中で蓄積した膨大な情報をデータベースとして管理しています。それらを駆使して、人件費やリース費用などの経費バランスはどうか、稼働率はどうか推移するか、収益はどのように上がるかなど、医療経営に役立つ具体的な情報を提示しながら、収益計画にいたるまでの踏み込んだ提案をさせていただきます。



PLANNING スペースや機器のレイアウトを3Dでご提案

医療機器をお届けする前に、

医療経営の視点から総合的なプロモーションをご提案します。



営業エリア
(埼玉県・群馬県・栃木県)

埼玉営業所 ショールームへのご案内図

電車でお越しの場合

- ・JR埼京線「戸田駅」西口より 徒歩 約1分

車でお越しの場合

- ・三郷方面から 東京外環道（内回り）・外環浦和出口 約3.8km
- ・練馬方面から 東京外環道（外回り）・戸田西出口 約3.7km
- ・池袋方面から 首都高5号線（下り）・戸田南出口 約3.2km
- ・大宮・さいたま新都心方面から 首都高5号線（上り）・戸田出口 約2.7km



ミナト医科学株式会社 埼玉営業所ショールーム のご案内

ショールームは予約制となっております。事前にご連絡ください。
専用車両による訪問デモも行っております。お気軽にご用命ください。

〒335-0021 埼玉県戸田市新曽739番1
TEL:048-242-5271 FAX:048-242-5281

埼玉ショールーム案内

体験型デモンストレーションや医療機関への導入ソリューションまで
トータルに提案できるショールームです。
最新の機器をラインナップした当社ショールームを是非ご覧ください。



埼玉スタジアム2002(埼玉県)



富岡製紙場 世界遺産(群馬県)



日光東照宮 世界遺産(栃木県)



ミナト医科学の最新製品を体験いただけます!

ウォーターマッサージベッドをはじめ、椅子型牽引装置、低周波治療器などの理学療法治療器を体験ください。

表記について
改正業事法に関する表記については右のように表現しております。

特管 特定保守管理医療機器

クラス分類 一般 一般医療機器 高度 高度医療機器

管理 管理医療機器

ショールーム展示品



ベッド型マッサージ器
認証番号: 305AABZX00048000

管理 特管

■アクアタイザー QZ-280

「メディカル」「リラックス」「マニュアル」
3つのモードが患者様一人ひとりに応じた治
療を提供します。ミナト医科学は、医療スタッフ
の作業負担軽減をミッションとし、一つひとつ
ユーザー目線でデザインしました。



家庭用エアマッサージ器
認証番号: 225AHBZX00021000

管理

■ラクシア LX-H1+

ブーツ内部の片側5つの気室を搭載し、4種
類のマッサージモードで症状に合わせた治療
を行います。必要な時、必要な場所へ自由に
移動でき、新しい治療スタイルを提案します。



測定機能付自力運動訓練装置
届出番号: 27B2X00088000019

一般 特管

■レッグプレス WTS-01i

下肢筋全般の筋肉を用いた運動により、立ち
上がる、座る、しゃがむ、歩く等の動作、日常生
活に必要な筋力を強化します。足を固定し上
半身が移動する構造により、実際の動作によ
り近いトレーニングがおこなえます。



低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器
認証番号: 231AABZX00011000

管理 特管

■カインタイザー KT-108+H

同時に複数部位の治療、または同時に多人
数の治療に対応する8チャンネル仕様のモデ
ルです。現場の回転率を高めたい施設さまを
サポートします。

※高電圧治療が搭載されていない器種のご用意もございます



超音波治療器
認証番号: 224AABZX00053000

管理 特管

■ソニックタイザー SZ-100

超音波の機械的振動を生体に加え、その温
熱作用とマイクロマッサージ作用による疼痛
緩和や血流促進を目的とした超音波治療器
です。通常、超音波治療では1MHzと3MHz
の2種類の周波数を使用しますが、SZ-100
は1台で両方の治療が可能です。




半導体レーザー治療器
承認番号: 22300BZX00158000

高度 特管

■ソフトレーザー MODEL JQ-W1

半導体レーザーの照射によって、筋肉や関節の
痛みをやわらげるレーザー治療器。パワー密度
が高い180mWの最高出力をピンポイントで
照射し、素早く「痛み」の深部に浸透。腰痛、
肩こり、関節炎やリウマチ、あるいはスポーツに
よる筋肉痛、腱鞘炎に効果を発揮します。優
れた可搬性で、「いつでも、どこでも」半導体
レーザー治療を提供します。



■シンクロウェーブ SD-100W

下肢からの刺激により、三次元的な脊柱の
動きを誘発し、体幹のみならず上下肢関節
周囲の筋緊張を連鎖的に軽減させます。



電動型自動間欠牽引装置 ST-5
認証番号: 305AABZX00068000

管理 特管

■トラックタイザー ST-5CL

1台で腰椎牽引も頸椎牽引も行える2wayタイ
プの自動間欠牽引装置「トラックタイザー
ST-5CL」。座ったままのリラックスした姿勢で、
治療部位に適した牽引角度が設定できます。