

# 提案力

PLANNING



## PLANNING 統計データを基にした診療圏有訴者数調査のご提案



## PLANNING マネジメントに役立つ経営データをご提示

マーケティングの視点のみならず、ミナト医科学はマネジメントの視点からも各種のデータや経営プランをご提示いたします。当社は長い経験の中で蓄積した膨大な情報をデータベースとして管理しています。それらを駆使して、人件費やリース費用などの経費バランスはどうか、稼働率はどうか推移するか、収益はいつどのように上がるかなど、医療経営に役立つ具体的な情報を提示しながら、収益計画にいたるまでの踏み込んだ提案をさせていただきます。



## PLANNING スペースや機器のレイアウトを3Dでご提案



医療機器をお届けする前に、

医療経営の視点から総合的なプロモーションをご提案します。

## ミナトケアステーション ● 神戸営業所ショールーム へのご案内図

電車でお越しの場合  
・ポートライナー「医療センター」駅下車  
徒歩 5分

車でお越しの場合  
・浜手バイパス/国道2号線より 約4.5km



ショールームは予約制となっております。事前にご連絡ください。  
専用車両による訪問デモも行っております。お気軽にご用命ください。

〒650-0047 神戸市中央区港島南町5丁目2番10

ミナトケアステーション

TEL: 078-306-1713

神戸営業所ショールーム

TEL: 078-306-3717

やさしさを、医療を科学する...

# MINATO



1F ミナトケアステーション  
リハビリテーション特化型デイサービスセンター




2F 神戸営業所ショールーム

## のご案内

# ミナト医科学神戸営業所 施設案内

2F



230 m<sup>2</sup>のショールーム

御参加人数約 36 名対応  
セミナールーム

**DEVELOPING** トータルソリューションを担うミナト医科学神戸事業所

当社はこの医療産業都市に約 6,160 m<sup>2</sup>の用地を確保。203.4 k W h の太陽光システムを備えた、環境にもやさしい事業所が誕生しました。  
心大血管疾患、脳血管疾患、運動器、呼吸器の各疾患別リハビリテーションに必要とされる医療機器について、開発設計から生産、ショールーム、さらには体験型デモンストレーションや医療機関への導入ソリューションまで、トータルにご提案する複合施設です。  
神戸医療産業都市へは、神戸空港からわずか 5 分、神戸の中心・三宮からも 12 分でアクセスできます。その恵まれたロケーションと研究開発環境を存分に活かし情報の発信と収集を幅広く展開してまいります。

1F



ミナトケアステーション  
リハビリテーション特化型デイサービスセンター

# リハビリテーション機器メーカー ミナト医科学が創る「リハビリ特化型」の デイサービスです。



## 1F ミナトケアステーション



### リハビリテーションの専門職が、利用者様一人ひとりに適した プログラムによるリハビリテーションをご指導します。


リハビリ専門職による、リハビリ、運動療法等の機能訓練を行うことで心身機能の回復を目指し、在宅での生きがいのある生活が送れるように支援してまいります。  
また、経験豊かなスタッフが、ご家族の介護にともなうさまざまなご相談にお応えします。  
どうぞお気軽にご来訪下さい。

### ミナトケアステーションの特徴

- ▶リハビリテーションの専門メーカーによるリハビリ
- ▶リハビリ専門職による利用者様に適したリハビリ
- ▶CGT運動プログラムに沿った理想的なリハビリ



#### 一日の流れ



### 施設導入品

## カードによる運動履歴管理で 『より安心』で『より効率的なトレーニング』を実現

### WTS-i Series

WTS-iシリーズは、包括的高齢者運動トレーニングに必要な4機種をラインナップしています。4機種をワンセットとした運動プログラムを実施することにより、日常生活に必要な筋力の強化が図れます。



#### レッグプレス

##### WTS-01i

トレーニング負荷 (5~120)×10 [kg]  
届出番号: 27B2X00088000019  
【一般 特価】



下肢筋全般の筋力を強化し、立ち上がる、座る、しゃがむ、歩く等の動作、日常生活に必要な筋力を強化します。足を固定しシートが可動する構造により、実際の動作により近い運動が行えます。

#### レッグエクステンション

##### WTS-02i

トレーニング負荷 (2~50)×10 [kg]  
届出番号: 27B2X00088000020  
【一般 特価】




高齢になると、膝関節の可動域が狭くなる場合が多く見られます。運動することにより歩幅が広がり、膝が安定し、階段の上り下りもスムーズになります。

#### ローイング

##### WTS-03i

トレーニング負荷 (3~60)×10 [kg]  
届出番号: 27B2X00088000021  
【一般 特価】



広背筋、菱形筋を強化して、高齢者特有の円背(猫背)を予防・改善します。

#### アブダクション

##### WTS-04i

トレーニング負荷 (2~60)×10 [kg]  
届出番号: 27B2X00088000022  
【一般 特価】



腰周りの筋力を強化することで、骨盤の安定性を高め、歩行や片足立ち時のふらつきを解消し転倒を予防します。

# 2F ショールーム案内

国家プロジェクト「神戸医療産業都市」において体験型デモンストレーションや医療機関への導入ソリューションまでトータルに提案できるショールームです。最新の機器をラインナップし、リニューアルしたミナトショールームを是非ご覧ください。



大好評のウォーターマッサージベッドをはじめ、次世代型牽引装置スーパートラック、最新の低周波治療器などの理学療法治療器を体験ください。

表記について  
改正薬事法に関する表記については右のように表現しております。

**特管** ..... 特定保守管理医療機器

クラス分類 **一般** ..... 一般医療機器 **高度** ..... 高度医療機器  
**管理** ..... 管理医療機器

ミナト医科学の最新製品を体験いただけます!

## ショールーム展示品



マイクロ波治療器  
認証番号: 225AABZX00081000

**管理 特管**

### ■マイクロタイザー MT-5D

マイクロタイザー MT-5の、自在に可動するフリーアームと、新発想の接触型アプリケーション。これにより、簡単操作であらゆる治療部位へ柔軟にフィットするとともに、不要放射の低減による優れたエネルギー効率を実現します。



電動型自動間欠牽引装置  
認証番号: 225AABZX00076000

**管理 特管**

### ■トラックタイザー TC-C1

トラックタイザーTC-C1は、従来の頸椎牽引治療装置とは異なり、シートのチルト角度を制御することで最適な牽引ポジションを提供します。加えて、牽引ポジションの高い再現性が継続治療の効果を促します。



ベッド型マッサージ器  
認証番号: 229AABZX00048000

**管理 特管**

### ■アクアタイザー QZ-260

筋肉の柔軟性を向上させ、より効率的な治療を目指したメディカルモードを搭載。加えて、6つのノズルが強くやさしい刺激を生み出し、快適さを実現するマッサージマシンへと進化しました。



超音波治療器  
認証番号: 224AABZX00053000

**管理 特管**

### ■ソニックタイザー SZ-100

超音波の機械的振動を生体に加え、その温熱作用とマイクロマッサージ作用による疼痛緩和や血流促進を目的とした超音波治療器です。



家庭用エアマッサージ器  
認証番号: 225AHBZX00021000

**管理**

### ■ラクシア LX-H1

ブーツ内部の片側5つの気室を加圧・除圧することで脚部をマッサージ。4種類のマッサージモードで症状に合わせた治療を行います。必要な時、必要な場所へ自由に移動できる優れた搬送性は、新しい治療スタイルを提案します。




半導体レーザー治療器  
承認番号: 22300BZX00158000

**高度 特管**

### ■ソフトレーザー MODEL JQ-W1

半導体レーザーの照射によって、筋肉や関節の痛みをやわらげるレーザー治療器。180mWの最高出力をピンポイントで照射し、素早く「痛み」の深部に浸透。優れた可搬性で、「いつでも、どこへでも」半導体レーザー治療を提供します。



### ■シンクロウェイブ SD-100W

下肢からの刺激により、三次元的な脊柱の動きを誘発し、体幹のみならず上下肢関節周囲の筋緊張を連鎖的に軽減させます。



WTS-01 レッグプレス  
届出番号: 2782X00088000019



WTS-02 レッグエクステンション  
届出番号: 2782X00088000020



WTS-03 ローイング  
届出番号: 2782X00088000021



WTS-04 アブダクション  
届出番号: 2782X00088000022

**一般 特管**

### ■ウェルトニック Sシリーズ

高齢者の転倒事故を防ぎ、介護不要の自立した生活をサポートするために、身体機能の向上が求められています。「ウェルトニックシリーズ」は、そうした社会的要請に応じて設計・開発された高齢者のためのトレーニングマシン。CGT（包括的高齢者運動トレーニング）に必要とされる多様な機種をそろえています。



低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器  
認証番号: 231AABZX00011000

**管理 特管**

### ■カインタイザー KT-108+H

同時に複数部位の治療、または同時に複数人の治療に対応する8チャンネル仕様モデルです。現場の回転率を高めたい施設さまをサポートします。

\*高電圧治療が搭載されていない機種のご用意もございます



電動型自動間欠牽引装置 ST-3  
認証番号: 229AABZX00066000

**管理 特管**

### ■スーパートラック ST-3CL

1台で腰椎牽引も頸椎牽引も行える2wayタイプの自動間欠牽引装置「スーパートラックST-3CL」。座ったままのリラックスした姿勢で、治療部位に適した牽引角度が設定できます。