

Japan, das Land des langen Lebens. Im Allgemeinen gilt, dass man bereits frühzeitig, solange man noch gesund ist, mit Sport und Krafttraining beginnen sollte, um die Lebenserwartung bei Gesundheit zu verlängern. Betagte Menschen empfinden jedoch Krafttraining als „anstrengend“ oder „langweilig“. Daher bietet Minato Medical Science eine Philosophie namens „Training & Relaxation“ an, mit der das nur mühsam fortzusetzende Krafttraining leichter fortgeführt werden kann.

## Minato Care Station, die Rehabilitationseinrichtung von Minato Medical Science



### Minato Care Station


Ambulantes Pflegezentrum mit Spezialisierung auf Rehabilitation




### Ergebnis einer Umfrage unter 58 Nutzern der Minato Care Station

Mehr als 80% der Nutzer gaben an, dass das trockene Wasserstrahlmassage-Bett die Motivation darstellt, um sportliche Aktivitäten fortzusetzen.

Ist das trockene Wasserstrahlmassage-Bett hilfreich, um sportliche Aktivitäten fortzusetzen?




Unter 58 befragten Nutzern setzen 46 Personen (79%) ihre sportlichen Aktivitäten über 6 Monate fort.




Fortgesetzte Dauer der sportlichen Aktivitäten

84% der Nutzer, die ihre sportlichen Aktivitäten über 6 Monate fortsetzen, sind zwischen 71 und 90 Jahre alt.





Altersverteilung der Nutzer (die ihre sportlichen Aktivitäten mehr als 6 Monate fortgesetzt haben)

### Gründe, weshalb Sie in der Lage sind, das Training fortzusetzen



### Geräte, mit denen Sie zufrieden sind (Mehrfachnennungen möglich)





# WTS-i series Weltonic

MINATO MEDICAL FITNESS MACHINE



Eine Karte für vier Geräte

Hauptsächliche Daten, die auf einer Karte gespeichert werden


- ID
- Name
- Belastung
- Anzahl der Wiederholungen
- Anzahl der Sets
- Positionseinstellung
- Trainingsergebnisse(8Mal)
- Muskelkraft-Messergebnisse

## Interactive Mode ※WTS-i Interaktiver Modus

Realisiere effektives Training durch visuelle, auditive und genaue Reaktion


Spiele eine Art Game und hole dir Münzen

Erhalte Münzen bei genauem Timing Beobachte die aktuelle Bewegung



Bei Nichtgelingen bleibt die Münze

【Münze】 【Gesichtsausdruck ändert sich mit der Anzahl der eingesammelten Münzen】



# AQUATIZER QZ-240

Trockenes Wasserstrahlmassage-Bett  
Massage Robot

Japan  
Good Design  
Award



vier Düsen



zwei Düsen

die "vier neuen Düsen" bieten eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten



"normal"



"Turbo"

der "TURBO" - Modus bietet eine stärkere Massage

Rehabilitation & Wellness  
**MINATO**

MINATO MEDICAL SCIENCE CO., LTD.

Overseas Division  
[www.minato-med.co.jp/en/](http://www.minato-med.co.jp/en/)

13-11, Shinkitano 3-chome, Yodogawa-ku, Osaka 532-0025, Japan

E-mail: [global@minato-med.co.jp](mailto:global@minato-med.co.jp)

Tel: +81-6-6303-9759 / Fax : +81-6-6303-9765



Nishiki Kobe Shizuoka  
Facilities